

Link do produktu: <https://pul-pet.pl/orca-lab-phospha-guard-gfh-re-cycle-1-2kg-p-2119.html>



## Orca LAB Phospha-Guard GFH RE-CYCLE 1,2kg

Cena	<b>16,99 zł</b>
Numer katalogowy	<b>58221387</b>
Kod producenta	<b>aq-3559</b>
Kod EAN	<b>5905280160732</b>

### Opis produktu

Zawartość Phospha-Guard RE-CYCLE o pojemności 1,2kg umożliwi regenerację nawet 1,5kg absorbentów.

#### Sposób użycia

Wymieszaj 200g Phospha-Guard Re-cycle w 1,5 litra ciepłej wody kranowej (nie gorącej lub wrzącej). Ta wielkość pozwoli zregenerować około 250ml wkładu absorbującego fosforany. Mocz Phospha-Guard w tym roztworze przez 24 godziny. To pozwoli zregenerować Phospha-Guard. Aby regeneracja była lepsza należy wykonać dodatkowy zabieg. Potrzebna będzie plastikowa butelka 2l z obciętym dnem i dziurką w zakrętce. Butelkę tą należy obrócić do góry dnem i zasypać wkładem. Butelka powinna stać w drugiej butelce obciętej do połowy lub dowolnym naczyniu pionowo do góry dnem. Następnie należy zalać odwróconą butelkę przygotowanym roztworem w którym moczył się absorbent, aby powoli przepływał on przez wkład. Należy tak dopasować wielkość dziurki w korku tej butelki aby przepływ trwał minimalnie 25minut. Najlepiej aby ten proces przebiegał powoli i był wykonany dwa razy. Po tym zabiegu wkład będzie najlepiej zregenerowany. W ten sam sposób po regeneracji przelej przez wkład około 4l wody RO przed włożeniem go do akwarium.